



كيفية الحصول على برين كير
PRENCARE HOME



لقد تم اختبار النظام المتكامل لرعاية فترة ما قبل الولادة برين كير PRENCARE بنجاح في مؤسسة رعاية الأم والطفل (مستشفى ولادة – ملاحظة المترجم) في حي بودولي PODOLÍ.

الجهاز يتوافق مع جميع القوانين واللوائح والأنظمة الملزمة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الطبية في الجمهورية التشيكية. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

WWW.PRENCARE.COM

WWW.PRENCARE.COM

برين كير هوم
PRENCARE HOME

PRENCARE بنجاح في مؤسسة رعاية

تامين حملك – رعاية القرن 21 لفترة ما قبل الولادة

استخدام الجهاز المحمول- بريني كير - توكوغراف هوم PRENCARE HOME

مع بريني كيرهوم PRENCare Home تحصل على جهاز صغير وخفيف الوزن وسهل الاستخدام و هو محمي بغطاء من آثار الرطوبة. يثبت مباشرة على البطن باستخدام حزام مطاطي. تعليمات تثبيت الجهاز على الجسم ونقل البيانات

من الجهاز موضحة في دليل التعليمات، و هي متوفرة على موقع الشركة المصنعة على الانترنت.

من المتطلبات الأساسية لاستخدام هذا النظام هو هاتف محمول ذكي مزود بخدمة الإنترنت. يسجل الجهاز المحمول توكوغراف بريني كير TOKOGRAF PRENCare البيانات خلال المراقبة في الذاكرة الداخلية فقط. بفضل هذه التكنولوجيا الآمنة لا تأثير على وجود الطفل. يسمح بنقل البيانات نفسها للمعالجة و لأسباب وقائية فقط بعد إزالة الجهاز من الجسم.



تم تصميم نظام مراقبة بريني كيرهوم PRENCare Home لمراقبة نشاط الرحم للأمهات الحوامل في النصف الثاني من الحمل.

بفضل بريني كيرهوم PRENCare Home، يمكن للأمهات مراقبة حالة التقلصات لفترة طويلة اعتمادا على أنشطتهن اليومية وبالتالي يكن على علم بمسار الحمل بالتفصيل. يتكون النظام من جهاز محمول صغير – توكوغراف - بريني كيرPRENCare، و تطبيق الجهاز الهواتف المحمولة الذكية.

يراقب ويسجل الجهاز المحمول الصغير نشاط الرحم ونشاط الحركة. تطبيق الهاتف الخلوي واضح ومألوف، فهو ينقل البيانات من الجهاز للمعالجة، كما و يعرضها بوضوح ايضا. بفضل برنامج بريني كيرهومPRENCare Home يمكنك بسهولة الحصول على بيانات لفترة طويلة الأمد حول نشاط الرحم، و التعرف على الأنشطة الخطرة، و ضبط نظامك اليومي بسرعة، وربما بدء العلاج الضروري. مع مرور الوقت من الممكن مراقبة تأثير التغييرات في نظام الحركة بالإضافة إلى فعالية الدواء الموصوف من قبل الطبيب لتهدئة نشاط الرحم.



الحمل الخطر

معظم حالات الحمل تحدث عادة بشكل طبيعي. ولكن للأسف تطرأ على جزء من النساء الحوامل عوامل تؤدي الى الخطر، الذي قد يؤثر سلبا على الحمل و في حالات الخطورة القصوى قد تؤدي إلى الولادة المبكرة، و هذا ما يحمل درجة عالية من المخاطر على صحة الطفل. على الرغم من أن الطب اليوم على مستوى عال جدا و سنويا يتم إنقاذ العديد من الأطفال الخدج، بالرغم من ذلك فاعداد الولادات المبكرة ليست في تناقص، بل على العكس انها اخذ في الزيادة. ان طب النساء و الولادة المعاصر يحارب كل يوم من أجل التطور الطبيعي للأطفال في جسم الأم. هذا يعطي اهمية كبيرة لتوقع الولادة المبكرة و منعها.

بالإضافة إلى المؤشرات الأخرى التي تحتاج إلى مراقبة، تجري قياسات متزامنة لتقلصات الرحم في عيادات الأطباء والمستشفيات و على فترة وجيزة فقط و بهدوء على السرير، و على فترات متباعدة من الأيام. ان هذا القياس ليس كافيا لتحديد حالة نشاط الرحم لفترة طويلة. باستخدام نظام بريني كير هوم PRENCare Home، من الممكن مراقبة و تسجيل وتقييم نشاط الرحم (التقلصات) في سياق الحركة الطبيعية ام اطاط النشاط الذي كان هناك إذا ما تعرفة و مستقبل و لأم الممكن ان يشكل تهديدا. ان هذه المراقبة بسيطة و آمنة مع نتائج واضحة، ويمكن القيام بها يوميا.



WWW.PRENCARE.COM